

## Description :

Savon hypoallergénique, sans colorant, sans parfum, sans épaississant ni ajout de conservateur. Formule très liquide pour mieux s'étaler sur la peau. Le savon liquide formule codex produit une mousse abondante non persistante. Solubilité totale dans l'eau optimisant le rinçage.

## Applications

Peaux normale.  
Plaie et muqueuse.

## Mode d'emploi

### Lavage des mains :

1. Mouiller les mains.
2. Prendre une dose de savon liquide.
3. Faire mousser.
4. Rincer abondamment.
5. Sécher par tamponnement.

### Soin infirmier :

1. Déposer un volume de savon liquide sur une compresse humidifiée à l'eau stérile.
2. Effectuer le nettoyage en faisant mousser.
3. Rincer à l'eau stérile.
4. Sécher par tamponnements avec une compresse stérile.

## Composition

Savon végétal traditionnel - Glycérine : 0.6%.  
Conforme à la monographie « Savon liquide » VIIème édition Pharmacopée Française.

Ingrédients : aqua, coconut oil potassium salt, glycerin, EDTA.

## Présentations

Flacons de 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml (Bouchon verseur et/ou pompes) et 1 litre airless.  
Flacon mousse de 375 ml.  
Unidoses de 4 ml.

### Conditionnements stériles:

Unidoses 10 et 45 ml.

## Indications

### Lavage simple des mains.

Toilette générale des patients et soins de nursing (néonatalogie, pédiatrie et gériatrie).

Nettoyage avant antisepsie : Dispositifs intravasculaires, soin de cordon ombilical, douche pré-opératoire, sondage urinaire, peau des nouveaux-nés et prématurés.








Nettoyage des zones sensibles : Plaies chroniques et suturées, hygiène des stomies, zone uro-génitale et toilette des nouveaux-nés.

*Durée d'utilisation après ouverture : 6 mois.*




LABORATOIRE DU  
**SOLVIREX**  
*le respect de la peau*




## Savon Formule Codex

Réf. produit	Désignation produit	Unités/carton	Dimension carton (LxIxh)	Unités/palette	Dimensions palettes (LxIxh)
 C10100BV	Savon Formule Codex - 100 ml	30	23 x 19 x 16 cm	4 320	80 x 120 x 144 cm
 C10200BV	Savon Formule Codex - 200 ml	24	30 x 20 x 17 cm	1 728	80 x 120 x 117 cm
 C10250BVV2	Savon Formule Codex - 250 ml	24	30 x 20 x 20 cm	1 440	80 x 120 x 141 cm
 C10500PIV2	Savon Formule Codex - 500 ml	20	35,7 x 28,6 x 20,9 cm	800	80 x 120 x 99 cm
 C101000PIV2	Savon Formule Codex - 1L PI	12	36,5 x 27,5 x 24,5 cm	480	80 x 120 x 155 cm
 C12AIRLV2	Savon Formule Codex - 1L airless	12	36,5 x 27,5 x 26,3 cm	480	80 x 120 x 155 cm
 SCLICK4SOL	Solviclick - Savon liquide 4 ml	Carton de 8 boîtes	40 x 40 x 20 cm	36 cartons (43 200 doses)	80 x 120 x 133 cm

## Savon Formule Codex - Texture Mousse

Réf. produit	Désignation produit	Unités/carton	Dimension carton (LxIxh)	Unités/palette	Dimensions palettes (LxIxh)
 C10400FOA	Savon Formule Codex - 375 ml	24	35 x 23 x 25 cm	864	80 x 120 x 90 cm

## Savon Formule Codex - Format unidoses

Réf. produit	Désignation produit	Unités/carton	Dimension carton (LxIxh)	Unités/palette	Dimensions palettes (LxIxh)
 C101060	Unidoses - Savon liquide stérile 10 ml (Étui de 60 doses)	Carton de 4 étuis (240 doses)	27,6 x 18,8 x 21,6 cm	23 040	80 x 120 x 144,6 cm
 C104524	Unidoses - Savon liquide stérile 45 ml (Étui de 24 doses)	Carton de 8 étuis (192 doses)	53 x 23 x 15 cm	5 376	80 x 120 x 125 cm
 SolvicleanB	Solviclean - Savon liquide stérile 10 ml (Étui de 60 doses)	Carton de 10 étuis (240 doses)	53 x 39 x 17,3 cm	32 cartons (19 200 doses)	80 x 120 x 153 cm